






CaviWipes1™

Khăn lau khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế

CaviWipes1 là khăn lau khử khuẩn bề mặt bằng vải không dệt, có nồng độ cồn thấp, được bảo hòa trước bằng CaviCide1 và có thời gian tiếp xúc 1 phút đối với TẤT CẢ các sinh vật được ghi trên nhãn sản phẩm, bao gồm cả vi khuẩn lao*.



Tính năng và Lợi ích

-  **Thời gian tiếp xúc 1 phút**
Làm sạch và khử khuẩn bề mặt một cách hiệu quả để giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.*
-  **Làm sạch và khử khuẩn trong 1 bước 1**
Giúp chuyển phòng nhanh hơn.
-  **Công bố hiệu quả lâm sàng**
Tiêu diệt các vi sinh vật (được liệt kê trên nhãn sản phẩm) gây ra mối đe dọa trong môi trường hàng ngày.
-  **Được đóng gói tiện lợi**
Sẵn sàng sử dụng, cung cấp khả năng ngăn ngừa lây nhiễm linh hoạt trong tầm tay bạn.
-  **Khả năng tương thích vật liệu tuyệt vời**
Tương thích với các bề mặt cứng, không xốp thông thường trong môi trường lâm sàng.

Hiệu quả trong 1 phút chống lại

Vi khuẩn

Burkholderia cepacia
Enterobacter cloacae
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enterica
Staphylococcus aureus

Virus

Hepatitis B Virus (HBV)
 Hepatitis C Virus (HCV)
 Herpes Simplex Virus Type 1
 Herpes Simplex Virus Type 2
 Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)
 Human Coronavirus
 Influenza A Virus, Strain A
 Measles virus
 SARS-CoV-2
 Adenovirus Type 5²

Nấm gây bệnh

Candida albicans
Candida auris
*Trichophyton interdigitale*²

Vi khuẩn đa kháng thuốc

Carbapenem-Resistant *Klebsiella pneumoniae* (CRKP)
 ESBL *Escherichia coli* (E. coli)
 Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)
 Methicillin Resistant *Staphylococcus epidermidis* (MRSE)
 Multi-drug resistant *Acinetobacter baumannii*
 Vancomycin Intermediate *Staphylococcus aureus* (VISA)
 Vancomycin Resistant *Enterococcus faecalis* (VRE)

Vi khuẩn Mycobacterium

Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG)



Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Mô tả	
13-5100	CaviWipes1 (6" x 6.75") – 160 count	12 hộp/Thùng
13-5150	CaviWipes1 XL (9" x 12") – 65 count	12 hộp/Thùng
13-5155	CaviWipes1 XL Singles (9" x 12") – 50 count	6 hộp/Thùng
13-5224	CaviWipes1 Flat Packs (7" x 9") – 45 count	20 Gói/Thùng
13-1175	CaviWipes Canister Wall Bracket	12 cái/ Thùng

*Làm theo hướng dẫn sử dụng trên nhãn.

1. Cần phải làm sạch trước đối với vết bẩn nhìn thấy được, mầm bệnh lây qua đường máu và *Candida auris*.
2. Thời gian tiếp xúc 3 phút, vi sinh vật không được liệt kê trên nhãn sản phẩm.

Để tìm hiểu thêm về
 CaviWipes1 quét mã QR
 hoặc truy cập metrex.com

