






CaviWipes™ Bleach

Khăn lau khử khuẩn bề mặt

Khăn lau khử khuẩn CaviWipes Bleach nhẹ nhàng trên các bề mặt cứng không xốp, nhưng lại mạnh mẽ đối với các mầm bệnh. Chất làm sạch và khử khuẩn một bước¹ này loại bỏ hiệu quả các vết bẩn cứng đầu, giúp khử mùi và tiêu diệt bào tử *C. diff* trong 3 phút.



-  Thời gian tiếp xúc 3 phút để diệt khuẩn, bao gồm hoạt động chống lại bào tử *C. difficile*
-  Làm sạch, khử mùi và khử khuẩn chỉ trong một bước đơn giản
-  Sẵn sàng để sử dụng và đáp ứng độ pha loãng thuốc tẩy 1:10 được CDC khuyến nghị
-  Tương thích với hầu hết các thiết bị/dụng cụ y tế²
-  Công thức không gây ăn mòn và không yêu cầu TBBHCN¹



Thông tin Đặt hàng

Mã sản phẩm. Mô tả

13-9100

CaviWipes Bleach (15.24 x 26.67 cm) – 90 khăn mỗi hộp

13-1175

Giá treo CaviWipes

Thành phần Hoạt tính

Sodium Hypochlorite.....0.91%

DIN 02465728

Khăn lau khử khuẩn CaviWipes Bleach đã chứng minh hiệu quả chống lại 44 vi sinh vật liên quan sau đây trong 3 phút:

Vi khuẩn

Clostridium difficile spores

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella enterica

Burkholderia cepacia

Escherichia coli O157:H7

Klebsiella pneumoniae

Legionella pneumophila

Listeria monocytogenes

Serratia marcescens

Streptococcus pyogenes

Neisseria gonorrhoeae

Mốc, Nấm mốc, Nấm

Candida albicans

Aspergillus brasiliensis

Trichophyton interdigitale

Candida auris

Virus (Không có vỏ)

Adenovirus Type 2

Hepatitis A Virus

Norovirus (as Feline Calicivirus)

Poliovirus

Rhinovirus

Enterovirus (EV-D68)

Human Rotavirus

Mycobacterium

Mycobacterium tuberculosis var: *bovis* (BCG) (TB)

Vi khuẩn kháng thuốc

Enterobacter cloacae

Multidrug Resistant *Acinetobacter baumannii* (MRAB)

Carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* (CRKP)

Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)

Penicillin Resistant *Streptococcus pneumoniae*

Vancomycin Resistant *Staphylococcus aureus* (VRSA)

Vancomycin Resistant *Enterococcus faecalis* (VRE)

ESBL *Escherichia coli*

Virus (Có vỏ)

Herpes simplex virus type 1

Herpes simplex virus type 2

Human Coronavirus

Influenza A virus Strain A/Hong Kong 8/68 (H3N2)

Influenza B virus Strain B/Hong Kong/5/72

Hepatitis B Virus

Hepatitis C Virus

Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1)

Respiratory syncytial virus (RSV)

Measles virus

SARS-CoV-2

Parvovirus

Canine Parvovirus



Để tìm hiểu thêm về CaviWipes Bleach, hãy quét mã QR hoặc truy cập metrex.com

1. Xem Nhãn Sản phẩm để biết Hướng dẫn Làm sạch trước Đặc biệt và Thiết bị Bảo hộ Cá nhân
2. Xem hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế để biết thông tin về khả năng tương thích.