

CaviWipes™ HP

Khăn lau khử khuẩn bề mặt

CaviWipes HP là thành viên mới nhất của dòng sản phẩm CaviWipes được tin dùng, cung cấp thời gian tiếp xúc chung nhanh chóng chỉ trong 1 phút với công thức hydrogen peroxide không chứa cồn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiêm ngặt của EPA về Khử trùng mầm bệnh virus mới nổi. Quy trình khử khuẩn hiệu suất cao do CaviWipes HP mang lại giúp bảo vệ cả bệnh nhân và nhân viên.



Đơn giản

CaviWipes HP mang đến thời gian tiếp xúc chung chỉ 1 phút cho tất cả các mầm bệnh được liệt kê, giúp đơn giản hóa quy trình và mang lại sự an tâm cho mọi trường hợp. Nắp xanh mới được thiết kế để đóng mở dễ dàng và chắc chắn hơn, đồng thời lấy khăn lau chính xác, giúp giảm thiểu lãng phí.



Không chứa cồn

CaviWipes HP là lựa chọn thay thế thân thiện cho những người không muốn sử dụng khăn lau gốc cồn, và công thức HP mang lại hiệu quả làm sạch tốt hơn so với các sản phẩm gốc cồn.²



Nhanh chóng

Thời gian tiếp xúc chung chỉ với 1 bước* và 1 phút giúp giảm thời gian chờ khử khuẩn và tăng hiệu quả làm việc của nhân viên.



Hiệu quả

Ngoài việc khử khuẩn hiệu quả chống lại tất cả 67 mầm bệnh được liệt kê bao gồm cả vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO), CaviWipes HP còn đủ điều kiện cho Tuyên bố về mầm bệnh virus mới nổi nghiêm ngặt của EPA, bảo vệ bạn khỏi các mầm bệnh trong tương lai.

Thiết kế đuôi vịt

Dễ dàng đóng mở bằng 1 tay

Nắp màu

Nhân viên dễ dàng nhận biết hơn

Bản lề chắc chắn

Thiết kế bền bỉ

Hộp chứa lớn

Đóng kín tối ưu & Bảo vệ khăn lau khỏi bị khô



Lỗ lấy khăn tối ưu

Dễ dàng rút khăn, không bị rách & không lãng phí

Hiệu quả trong 1 phút chống lại³:**Mycobacterium***Mycobacterium tuberculosis var: bovis* (BCG)**Vi khuẩn***Pseudomonas aeruginosa**Staphylococcus aureus**Salmonella enterica**Bordetella pertussis**Enterococcus faecium**Klebsiella aerogenes**Klebsiella pneumoniae**Escherichia coli**Escherichia coli* O157:H7*Burkholderia cepacia**Stenotrophomonas maltophilia**Streptococcus pyogenes**Listeria monocytogenes**Shigella dysenteriae**Serratia marcescens**Bordetella bronchiseptica**Campylobacter jejuni**Proteus vulgaris***Vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO)**Penicillin-Resistant *Streptococcus pneumoniae* (PRSP)Vancomycin-Resistant *Enterococcus faecalis* (VRE)Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)

Hospital-Acquired and Community Acquired Methicillin-Resistant

Staphylococcus aureus (HA-MRSA and CA-MRSA)Vancomycin Intermediate *Staphylococcus aureus* (VISA)Vancomycin Resistant *Staphylococcus aureus* (VRSA)Linezolid-Resistant *Staphylococcus aureus* (LRSA)Carbapenem-Resistant *Klebsiella pneumoniae*Multidrug-Resistant *Acinetobacter baumannii* (MRAB) Strains

ATCC 19606 and ATCC BAA-1605

NDM-1 *Enterobacter cloacae*NDM-1 *Klebsiella pneumoniae*MBL *Pseudomonas aeruginosa*NMD-1 *Escherichia coli*ESBL *Klebsiella pneumoniae*ESBL *Escherichia coli*Multidrug-Resistant *Klebsiella pneumoniae*Carbapenem-Resistant *Escherichia coli***Nấm gây bệnh***Trichophyton interdigitale**Candida auris**Candida albicans***Virus (Không có vỏ bọc)**

Human Norovirus

Human Rotavirus

Rhinovirus Type 37

Rhinovirus Type 1A

Human Adenovirus Type 5

Echovirus Type 11

Enterovirus Type 71

Virus (Có vỏ bọc)

Herpes simplex virus Type 1 & Type 2

Avian Influenza A virus (H7N9)

Avian Influenza A virus (H5N1)

Influenza A virus (H3N2)

Influenza B virus (H1N1)

Parainfluenza virus Type 3

Hepatitis B virus (HBV)

Human Hepatitis C virus (HCV)

Human Immunodeficiency virus Type 1 (HIV-1)

Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

Vaccinia virus

SARS-Associated Coronavirus (SARs-CoV)

Cytomegalovirus (CMV)

Influenza A virus (H1N1) Strains A/4108/2009 and A/04/09

Human Coronavirus

Respiratory Syncytial Virus (RSV)

Measles virus

Thành phần hoạt tính

Hydrogen Peroxide	0.51%
Các thành phần khác†	99.49%
Tổng	100.00%

[† Không bao gồm trọng lượng của khăn lau]

Sản phẩm này đáp ứng Danh mục độc tính IV của EPA theo tất cả các đường phơi nhiễm. Do đó, không yêu cầu Từ cảnh báo, Ngôn ngữ phòng ngừa và Tuyên bố sơ cứu.

**Thông tin Đặt hàng**

Mã sản phẩm

Mô tả

16-1100

CaviWipes HP (15.24cm x 17.145cm) – 160 khăn lau mỗi hộp

16-1150

CaviWipes HP XL (22.86cm x 30.48cm) – 65 khăn lau mỗi hộp

* Cần phải làm sạch trước đối với vết bẩn nhìn thấy được và/hoặc khi khử khuẩn chống lại *Candida auris*, HIV, HBV và HCV.1. Danh sách N: Chất khử trùng được sử dụng để chống lại SARS-CoV-2. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

2. Dữ liệu có trong hồ sơ.

3. Luôn làm theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm để đảm bảo hiệu quả làm sạch và khử trùng tối ưu.

Chủ sở hữu, nước sở hữu:

Metrex Research LLC

28210 Wick Road, Romulus, Michigan 48174, UNITED STATES

Số lưu hành: 240002086/PCBB-HN

Chủ sở hữu số lưu hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

TT5.1A-12, Khu Đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Để tìm hiểu thêm về
CaviWipes HP quét mã QR
hoặc truy cập
metrex.com



Metrex™
INFECTION PREVENTION