

BỘ KHĂN LAU KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, KIỂM ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG RỘNG RÃI HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI

Dành cho các thiết bị y tế không có lòng ống, như là:

- Ống nội soi mũi họng
- Đầu dò siêu âm âm đạo và trực tràng
- Đầu dò siêu âm tim qua thực quản
- Ống nội soi thanh quản
- Ống thông đo áp lực
- Dụng cụ nha khoa



**TIÊU DIỆT HPV
CHỨNG 16 & 18
TRONG 30 GIÂY***

*Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes' DOI: 10.1002/jmv.25666.



BỘ BA KHĂN LAU TRISTEL DỄ DÀNG ĐỂ SỬ DỤNG



LÀM SẠCH Tristel Pre-Clean Wipe

Khăn lau bằng vải không dệt được tẩm sẵn dung dịch tẩy rửa 3 enzyme và chất hoạt động bề mặt. Sản phẩm này được dùng để làm sạch kỹ bề mặt thiết bị y tế, loại bỏ vết bẩn và các chất hữu cơ.



KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO Tristel Sporidical Wipe

Khăn lau này khi kết hợp với bột Tristel Activator sẽ tạo ra chlorine dioxide, một chất diệt khuẩn hiệu quả cao, mang lại khả năng khử khuẩn mức độ cao với thời gian tiếp xúc chung là 30 giây.



RỬA SẠCH Tristel Rinse Wipe

Khăn lau không dệt được đóng gói vô trùng, tẩm nước khử ion và hàm lượng chất chống oxy hóa thấp. Sản phẩm này được dùng để loại bỏ mọi hóa chất còn sót lại trên bề mặt của thiết bị y tế.



TRUY XUẤT Phần mềm 3T hoặc Sổ ghi chép kiểm soát chất lượng

Sổ ghi chép kiểm soát chất lượng được sử dụng rộng rãi để ghi lại từng lần khử khuẩn bằng bút và giấy. Phần mềm 3T số hóa quy trình này, mang lại một cách tiếp cận hiệu quả, chính xác và thông minh hơn cho việc truy xuất.

Tristel Trio[™]
Wipes System

Để biết hướng dẫn đầy đủ, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng và Bảng hướng dẫn treo tường của Bộ ba khăn lau Tristel.

HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI

Khăn lau Tristel diệt bào tử đã được chứng minh hiệu quả như một chất khử khuẩn mức độ cao theo tiêu chuẩn BS EN 14885 và các tiêu chuẩn mới nhất được công bố, chỉ trong 30 giây. Thời gian tiếp xúc nhanh và đồng đều của sản phẩm không để lại bất kỳ nghi ngờ hay sai sót nào.

LINH HOẠT

Bộ ba khăn lau Tristel là một giải pháp di động có thể được sử dụng ở cả phòng khám lẫn phòng khử nhiễm. Tính linh hoạt của nó giúp loại bỏ quy trình gửi dụng cụ đến các đơn vị tiệt trùng trung tâm để xử lý lại, từ đó tiết kiệm thời gian quý báu.

TƯƠNG THÍCH

Bộ ba khăn lau Tristel đã được thử nghiệm và xác nhận tương thích với các thiết bị y tế của hơn 40 nhà sản xuất, bao gồm:

- Advanced Tactile Imaging
- Airtraq*
- Arthrex
- ATMOS MedizinTechnik
- BD (Bard Access, CareFusion)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical Systems
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Clarus Medical
- DWL Compumedics
- Echosens
- Ecleris
- Esaote
- Exact Imaging
- Fisher & Paykel
- FUJIFILM Healthcare
- FUJIFILM SonoSite
- GE Healthcare
- Haag-Strait*
- Happersberger Otopront
- Karl Storz
- Koelis
- Laborie
- Machida Endoscope Co.
- MCube
- Medcom
- Mindray
- Neoplas Tools
- Ocular Instruments Inc
- Optim LLC
- Orvison
- Pentax
- Philips
- Polydiagnost
- Samsung Healthcare
- SapiMed
- Siemens Healthineers
- Southern Scientific / Care Wise
- tic Medizintechnik
- SonoScape*
- Verathon
- Xion Medical

NHANH CHÓNG

Toàn bộ chu trình khử khuẩn, bao gồm cả việc truy xuất, chỉ diễn ra trong vài phút.

TIẾT KIỆM

Không cần đầu tư vào máy móc và các hợp đồng bảo trì.

TRUY XUẤT THÔNG MINH

Bộ ba khăn lau Tristel bao gồm khả năng truy xuất dựa trên giấy hoặc kỹ thuật số. Sổ ghi chép kiểm soát chất lượng được sử dụng rộng rãi để ghi lại từng lần khử khuẩn bằng bút và giấy. Trong khi đó, phần mềm 3T số hóa quy trình này, mang lại một cách tiếp cận hiệu quả, chính xác và thông minh hơn cho việc truy xuất.

AN TOÀN


Khăn lau Tristel diệt bào tử không độc hại với phôi thai và do đó có thể được sử dụng trong các trung tâm IVF (Thụ tinh trong ống nghiệm).

*Tương thích với Khăn lau Tristel diệt bào tử, là một phần của Bộ ba khăn lau Tristel.

Bộ ba khăn lau Tristel cung cấp một giải pháp khử khuẩn toàn diện cho các thiết bị y tế không có lòng ống. Với quy trình 3 bước đơn giản và nhanh gọn gồm: làm sạch, khử khuẩn mức độ cao và rửa lại, sản phẩm đảm bảo mang lại hiệu quả đã được kiểm chứng.



Báo cáo kiểm nghiệm vi sinh

	Tiêu chuẩn Châu Âu (EN)	Thời gian tiếp xúc đồng đều
Vi khuẩn	EN 13727	
	EN 14561	
	EN 16615	
Nấm men/ Nấm	EN 13624	
	EN 14562	
	EN 16615	
Virus	EN 14476	
Vi khuẩn lao	EN 14348	
	EN 14563	
Bào tử	EN 17126	

TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM ⁵⁰

- Mỗi hộp sản phẩm có thể thực hiện 50 lần khử khuẩn, kèm hoặc không kèm Sổ Ghi Chép Kiểm Soát Chất Lượng.

Phần mềm 3T có sẵn dưới dạng sản phẩm riêng lẻ.



VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ Y TẾ

Túi Tristel bảo vệ thiết bị được thiết kế chuyên dụng để vận chuyển và lưu trữ ngắn hạn các thiết bị y tế, với mục đích chính là truy xuất nguồn gốc.

TRISTEL PROTECT

- 50 túi mỗi hộp.
- Có sẵn khăn nhỏ (21cm x 34cm) cho ống nội soi thanh quản và khăn lớn (31cm x 71cm) cho ống nội soi mũi họng.



Thông tin chi tiết hơn về Bộ ba khăn lau Tristel, bao gồm các bảng dữ liệu an toàn, báo cáo, tài liệu về vật liệu và các nghiên cứu liên quan, sẽ được cung cấp khi có yêu cầu hoặc có thể tìm thấy trực tuyến tại

Tristel™

Để biết thêm thông tin về Tristel Trio Wipes System, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

mail@tristel.com

Để biết thông tin về bằng sáng chế của Tristel, vui lòng truy cập: <http://www.our-patents.info/tristel>

Join
us on
LinkedIn



Copyright © Tristel Solutions Limited - Mkt-Bro-3284 - 16/SEP/2025 - VI