


# EmPower™


## Tái xử lý dụng cụ


Dung dịch rửa đa enzyme EmPower dùng để làm sạch trước các dụng cụ, thiết bị y tế thiết yếu và bán thiết yếu trước khi tiệt khuẩn giai đoạn cuối hoặc khử khuẩn mức độ cao. EmPower được pha chế đặc biệt với sự pha trộn của 4 loại enzyme để loại bỏ hiệu quả nhiều loại mảnh vụn và vết bẩn protein, đồng thời mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội.





 **Dung dịch rửa đa enzyme** - EmPower được cải tiến có cùng khả năng làm sạch chất lượng cao như trước đây, với các lợi ích bổ sung từ sự pha trộn độc đáo của hoạt động đa enzyme bởi các enzyme protease, amylase và lipase để xử lý nhiều loại vết bẩn hơn.

- *Hai Enzyme Protease* phá vỡ và loại bỏ các vết bẩn protein, chẳng hạn như máu và mô.
- *Enzyme Amylase* phân hủy và loại bỏ vết bẩn carbohydrate/tinh bột.
- *Enzyme Lipase* phân hủy và loại bỏ các gốc lipid như dầu và chất béo.

 **Chất hoạt động bề mặt có trong công thức** - Cung cấp thêm khả năng làm sạch trên vết bẩn carbohydrate, lipid và protein. Chất hoạt động bề mặt hoạt động nhanh chóng loại bỏ máu, mô, chất nhầy và các chất dịch cơ thể giàu protein khác khỏi dụng cụ.

 **Nhẹ nhàng với dụng cụ** - Tương thích với nhiều loại máy nội soi và dụng cụ bao gồm cả những dụng cụ làm bằng kim loại, nhựa, cao su và thủy tinh, làm cho nó trở thành một lựa chọn linh hoạt cho nhu cầu tái xử lý dụng cụ của bạn.

 **Công thức ít tạo bọt** - Lý tưởng để sử dụng cho các máy tự động; dễ dàng rửa sạch và giảm nguy cơ tắc nghẽn trong máy rửa tự động; có thể được sử dụng với nhiệt độ nước lên đến 55°C/131°F.

 **Không mùi** - Tùy chọn có sẵn cho người dùng nhạy cảm với đường hô hấp hoặc thích sản phẩm không mùi.

## Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Mô tả	Đóng gói
10-4100	EmPower can 3.8L	4 can/thùng
10-4150	EmPower 5-gallon	1 drum/each
10-4400	EmPower Fragrance-Free 1-gallon	4 bottles/case
46-1001	EmPower Dispensing Pump (gallon)	1 pump/each
10-4224	EmPower Foam (Dual-Enzymatic) 24 oz Spray	12 bottles/case

Để tìm hiểu thêm về  
EmPower quét mã QR  
hoặc truy cập  
[metrex.com](http://metrex.com)



Empower Fragrance Free  
Chủ sở hữu, nước sở hữu :  
Metrex Research LLC  
28210 Wick Road, Romulus, Michigan 48174, UNITED STATES  
Số công bố: 230002402/PCBA-HN  
Chủ sở hữu công bố:  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN  
TT5.1A-12, Khu Đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội



**Metrex™**  
INFECTON PREVENTION